


COLDFAST UW128C

TECHNISCHES DATENBLATT



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Cryo-Truhe | C-Serie | ColdFAST UW128C

Technische Daten	Konstruktionsart	Truhe
	Kapazität (l)	128
	Innenmaße (B x T x H) mm	510 x 460 x 540
	Außenmaße (B x T x H) mm	1710 x 978 x 1160
	Packmaße (B x T x H) mm	1864 x 1099 x 1380
	Netto-/Bruttogewicht (kg)	388 / 530
Leistung	Kühlleistung (°C)	-150
	Temperaturbereich (°C)	-110 ~ -150
	Umgebungstemperatur (°C)	16 - 32
	Klimaklasse	N
	Lautstärke (dB(A))	66
	Controller	Microprocessor
	Bildschirm	10-Zoll Touchscreen
Kältetechnik	Kompressor	1 Stück
	Kühlungsart	Direktkühlung
	Abtaubetrieb	Manuell
	Kältemittel	Kältemittelgemisch
	Dicke der Isolierung (mm)	Tür: 100 Seite / Hinten: 200 / 200
Konstruktion	Außengehäuse	Kaltgewalztes Stahlblech
	Innengehäuse	Edelstahl 304
	Schaumstoff-Deckel	2
	Rollen	6
	Zugang Testport	1 Stück Ø 40 mm
	Datenerfassung	USB, RS485
	Backup-Batterie	BT-12M4.0AC, 12 V, ca. 4 Stunden Backup
Alarm	Temperatur	Hohe / niedrige Temperatur
	Elektrik	Stromausfall, schwache Batterie, Fehler in der Batterieerkennung
	System	Kondensatortemperatur, Sensorfehler, Kommunikationsfehler der Hauptplatine, Offene Tür
Elektrische Daten	Stromversorgung (V/HZ)	220 / 50
	Nennleistung (W)	4400
	Stromverbrauch (KWh/24h) bei 25 °C Umgebungstemperatur	66,29
	Stromstärke (A)	27,6
Zubehör	Standard	Türverriegelung, 6 Rollen, USB-, RS485- Schnittstelle, Schnittstelle für Fernalarm, Notstrombatterie, 1 Testanschluss
	Optional	Bluetooth Drucker

Die in dieser Broschüre angegebenen Modelle, Parameter und Leistungen können aufgrund von Produktverbesserungen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Produktabbildungen in dieser Broschüre können von den tatsächlichen Produkten abweichen. Wenn Sie ein Produkt kaufen möchten, überprüfen Sie bitte das tatsächliche Produkt.