



# FLOWFAST V

## TECHNISCHES DATENBLATT



  
MADE IN ITALY

# TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

## Produktschutzwerkbank

FlowFAST V | Gemäß DIN EN ISO 14644-1

Beschreibung	Einheit	0,9 m	1,2 m	1,5 m	1,8 m
Allgemeine Maße B×H×T	mm	1045 × 1545 × 760	1350 × 1545 × 760	1655 × 1545 × 760	1960 × 1545 × 760
Nutzbare Maße B×H×T	mm	893 × 755 × 609	1198 × 755 × 609	1503 × 755 × 609	1808 × 755 × 609
Gerätehöhe mit Untergestell (Standard)	mm	2345			
Arbeitsplatzhöhe (Sitzarbeitsplatz)	mm	865			
Arbeitsöffnung	mm	250			
komplette Frontscheibenöffnung	mm	480			
Gewicht (Abzug)	kg	160	192	274	325
Downflow	m/s	0,45			
Geräuschpegel	dB(A)	<52	<55	<55	<55
Lichtstärke	lux	>1200	>1200	>1300	>1300
Elektrischer Anschluss		1Ph+E - 230V 50Hz			
Stromverbrauch	W	300	450	550	650
Schutzklasse		1/20			
Innere Absicherung	A	4			
Steckdosen		1	1	2	2
weitere Steckdosen		●	●	●	●
UV-Lampe incl. Aluminium Abdeckung		●	●	●	●
Automatischer Strömungsregler		●	●	●	●

● Standard ● Optional