



GLOVEFAST CYTO

TECHNISCHES DATENBLATT




MADE IN ITALY

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Isolator

GloveFAST Cyto | Klasse II gemäß EN 12469, DIN 12980

Beschreibung	Einheit	0.9 m	1.2 m	1.5 m
Allgemeine Maße B×H×T ⁽¹⁾⁽⁴⁾ inkl. Untergestell	mm	1.350×2.345×860	1.655×2.345×860	1.960×2.345×860
Nutzbare Maße B×H×T	mm	850×740×580	1.155×740×580	1.460×740×580
Arbeitshöhe Isolator	mm	750	750	750
Materialschleuse B×H×T	mm	300×300×400	300×300×400	300×300×400
Glove Ports	mm	300	300	300
Gewicht	kg	240	315	325
Abluft	m ³ /h	290	390	485
Geräuschpegel ⁽²⁾	dB(A)	<49	<52	<54
Lichtstärke	lux	>1.100	>1.200	>1.300
Elektrischer Anschluss		1Ph+E - 230V 50Hz	1Ph+E - 230V 50Hz	1Ph+E - 230V 50Hz
Stromverbrauch	W	175	240	360
Gesamtstrom ⁽³⁾⁽⁵⁾	A	2,3	3,0	4,5
Schutzklasse / IP		1 / 20	1 / 20	1 / 20
Interne Absicherung		6A	6A	6A

(1) Die Gesamttiefe des Isolators kann bei Demontage der Rückwand auf 780 mm reduziert werden

(2) Gemessen in Betriebszustand gemäß EN12469: 2000

(3) Gemessen mit sauberen Filtern, Beleuchtung ein, interne Steckdosen aus

(4) Die Gesamthöhe des Isolators, ohne Untergestell, zur Einbringung durch eine Tür beträgt 1.995 mm