



SAFEFAST CLASSIC II B2

TECHNISCHES DATENBLATT




MADE IN ITALY

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Mikrobiologische Sicherheitswerkbank

SafeFAST Classic Class II B2 | Klasse II gemäß NS/ANSI 49, B2 100 % Abluft

Beschreibung	Einheit	0,9 m	1,2 m	1,5 m	1,8 m
Allgemeine Maße B×H×T	(1) mm	1045×2420×855	1350×2420×855	1655×2420×855	1960×2420×855
Nutzbare Maße B×H×T	mm	887×740×580	1192×740×580	1497×740×580	1802×740×580
Gerätehöhe mit Untergestell (Standard)	mm		2350		
Arbeitshöhe (Sitzarbeitsplatz)	mm		880		
Arbeitsöffnung	mm		200		
Max. elekt. Frontöffnung	mm		440		
Komplette Frontscheibenöffnung	mm		740		
Gewicht	kg	265	295	340	375
Abluft	m ³ /h	1100	1470	1840	2200
Inflow	m/s		0,65		
Downflow	m/s		0,35		
Geräuschpegel	(2) dB(A)	<58	<58	<60	<60
Lichtstärke	lux	>1100	>1200	>1300	>1300
Elektrischer Anschluss		230 AC F+N+P.E. / 50			
Gesamtstrom	(2)(3) A	2,3	3,0	4,5	4,5
Stromverbrauch	W	900	1000	1250	1600
Schutzklasse / IP		IP55			
Elektrische Klassifizierung (mit Zuleitung)		1			
Interne Absicherung	A	4			
Wärmeabgabe	W	175	240	295	360
Betriebsmodus für Nachtabsenkung		●	●	●	●
Fernwartung (Remote Control Function)		●	●	●	●
Quick Start Function / Energy Save Mode		●	●	●	●
Steckdosen IP66		2P+T			
Weiterer HEPA-Filter		●	●	●	●
Zeitschaltuhr für programmierbaren Start / Stop		●	●	●	●

(1) Die Gesamttiefe der Werkbank kann auf 780 mm reduziert werden bei Demontage der Rückwand

(2) Gemessen in Betriebszustand gemäß EN12469:2000

(3) Gemessen mit sauberen Filtern, Beleuchtung ein, interne Steckdosen aus

● Standard ● Optional



FASTER GmbH
 Denzlinger Straße 27
 79312 Emmendingen
 +49 (0) 7641-46 88 19-0