



# SAFEFAST COMPACT

## TECHNISCHES DATENBLATT



  
MADE IN ITALY

# TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

## Mikrobiologische Sicherheitswerkbank

SafeFAST Compact | Klasse II gemäß EN 12469, ISO 14644-1

Beschreibung	Einheit	0,9 m	1,2 m	1,5 m	1,8 m
Allgemeine Maße B×H×T	(1) mm	985×1300×810	1290×1300×810	1595×1300×810	1900×1300×810
Nutzbare Maße B×H×T	mm	887×670×580	1192×670×580	1497×670×580	1802×670×580
Gerätehöhe mit Untergestell (Standard)	mm	2150			
Arbeitshöhe (Sitzarbeitsplatz)	mm	880			
Arbeitsöffnung	mm	160 (einstellbar)			
Max. elekt. Frontöffnung	mm	440			
Komplette Frontscheibenöffnung	mm	670 (optional)			
Gewicht	kg	160	185	210	250
Abluft	m <sup>3</sup> /h	290	390	485	585
Inflow	(2) m/s	0,45 (einstellbar)			
Downflow	(2) m/s	0,25 (einstellbar)			
Geräuschpegel	(3) dB(A)	<44	<45	<46	<47
Lichtstärke	lux	>1100	>1200	>1300	>1300
Elektrischer Anschluss	1Ph+E - 230 V 50 Hz, Kabellänge 2,5 m (Schuko-Stecker)				
Gesamtstrom	(3)(4) A	1,9	2,1	3,4	3,6
Stromverbrauch	W	95	104	155	210
Schutzklasse / IP	1 / 20				
Interne Absicherung	A	4			
Wärmeabgabe	W	71	73	98	118
Betriebsmodus für Nachtabenkung		●	●	●	●
Fernwartung (Remote Control Function)	(5)	●	●	●	●
Quick Start Function / Energy Save Mode	(5)	●	●	●	●
Steckdosen IP66	2				
Weitere Filter	(5)	●	●	●	●
Zeitschaltuhr für programmierbaren Start / Stop	(5)	●	●	●	●

(1) Die Gesamttiefe der Werkbank kann auf 780 mm reduziert werden bei Demontage der Rückwand

(2) Werte sind individuell einstellbar bei einem Doppelgebläse

(3) Gemessen in Betriebszustand gemäß EN12469:2000

(4) Gemessen mit sauberen Filtern, Beleuchtung ein, interne Steckdosen aus

(5) Optional bei Doppelgebläse möglich

● Standard ● Optional



**FASTER GmbH**  
Denzlinger Straße 27  
79312 Emmendingen  
+49 (0) 7641-46 88 19-0