

SAFEFAST LIGHT

TECHNISCHES DATENBLATT



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Mikrobiologische Sicherheitswerkbank

SafeFAST Light | Klasse II gemäß EN 12469, ISO 14644-1

Beschreibung	Einheit	0,7 m
Allgemeine Maße B×H×T	⁽¹⁾ mm	830×980×650
Nutzbare Maße B×H×T	mm	732×600×380
Gerätehöhe mit Untergestell (Standard)	mm	1780
Arbeitshöhe (Sitzarbeitsplatz)	mm	865
Arbeitsöffnung	mm	200
Max. elekt. Frontöffnung	mm	○
Komplette Frontscheibenöffnung	mm	440
Gewicht	kg	90
Abluft	m ³ /h	296
Inflow	m/s	0,45
Downflow	m/s	0,35
Geräuschpegel	⁽²⁾ dB(A)	<51
Lichtstärke	lux	>800
Elektrischer Anschluss		1Ph+E - 230 V 50 Hz, Kabellänge 2,5 m (Schuko-Stecker)
Gesamtstrom	⁽²⁾⁽³⁾ A	0,8
Stromverbrauch	W	120
Schutzklasse / IP		1 / 20
Interne Absicherung	A	4
Wärmeabgabe	W	75
Betriebsmodus für Nachtabsenkung		●
Steckdosen IP66		1

(1) Die Gesamttiefe der Werkbank kann auf 780 mm reduziert werden bei Demontage der Rückwand

(2) Gemessen in Betriebszustand gemäß EN12469:2000

(3) Gemessen mit sauberen Filtern, Beleuchtung ein, interne Steckdosen aus

● Standard ○ Nicht verfügbar



FASTER GmbH
Denzlinger Straße 27
79312 Emmendingen
+49 (0) 7641-46 88 19-0