




SAFEFAST XXL

TECHNISCHES DATENBLATT




MADE IN ITALY

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Mikrobiologische Sicherheitswerkbank

SafeFAST XXL | Klasse II gemäß DIN EN 12469:2000

Beschreibung	Einheit	1,2 m	1,5 m	1,8 m	2,2 m
Allgemeine Maße B×H×T	mm	1233×1885×1190	1637×1885×1190	1942×1885×1190	2398×1885×1190
Nutzbare Maße B×H×T	mm	1190×1000×1000	1495×1000×1000	1800×1000×1000	2256×1000×1000
Gerätehöhe mit Untergestell (Standard)	mm	2600			
Arbeitshöhe (Sitzarbeitsplatz)	mm	810			
Arbeitsöffnung	mm	200			
Max. Frontöffnung	mm	600			
Komplette Frontscheibenöffnung	mm	1000 bei Frontscheibenentfernung			
Gewicht	kg	310	376	450	600
Abluft	m ³ /h	390	486	585	715
Inflow	m/s	0,45			
Downflow	m/s	0,32			
Geräuschpegel	⁽¹⁾ dB(A)	<53	<55	<56	<58
Lichtstärke	lux	>950	>950	>950	>950
Elektrischer Anschluss	1Ph+E - 230 V 50 Hz, Kabellänge 2,5 m (Schuko-Stecker)				
Gesamtstrom	⁽¹⁾⁽²⁾ A	9,45	9,7	10	13
Stromverbrauch	W	450	650	750	850
Schutzklasse / IP	1 / 20				
Interne Absicherung	A	4			
Wärmeabgabe	W	○			
Betriebsmodus für Nachtabenkung		●	●	●	●
Fernwartung (Remote Control Function)		●	●	●	●
Quick Start Function / Energy Save Mode		●	●	●	●
Steckdosen IP66		2			
Weiterer HEPA-Filter		●	●	●	●
Zeitschaltuhr für programmierbaren Start / Stop		●	●	●	●

(1) Gemessen in Betriebszustand gemäß EN12469:2000

(2) Gemessen mit saubereren Filtern, Beleuchtung ein, interne Steckdosen aus

● Standard ● Optional ○ Nicht verfügbar



FASTER GmbH
 Denzlinger Straße 27
 79312 Emmendingen
 +49 (0) 7641-46 88 19-0