

SMARTFAST

TECHNISCHES DATENBLATT



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Produktschutzwerkbank

SmartFAST | ISO Klasse 3 gemäß DIN EN ISO 14644-1

Beschreibung	Einheit	0,8 m
Allgemeine Maße B×H×T	mm	830×910×652
Nutzbare Maße B×H×T	mm	730×600×378
Gerätehöhe mit Untergestell (Standard)	mm	1720
Arbeitshöhe (Sitzarbeitsplatz)	mm	800
Arbeitsöffnung	mm	200
Gewicht	kg	85
Laminare Strömung	m/s	0,4
Geräuschpegel	dB(A)	<60
Lichtstärke	lux	565
Elektrischer Anschluss		1Ph+E - 230 V 50 Hz
Stromverbrauch	W	178
Schutzklasse / IP		1/20
Interne Absicherung	A	4
Steckdosen		1
Weitere Steckdosen		●
Aluminium Frontrollo		●
Automatischer Strömungsregler		●

● Standard ● Optional ○ Nicht verfügbar